

# Eleiko Prestera Hip Thrust Pad

Galvanized/PUR

Conçu pour s'intégrer au système Prestera, le Hip Thrust Pad se fixe entre deux montants pour créer un espace sécurisé et réservé aux hip thrust et autres mouvements musclant les fessiers. Il est facile à positionner et à fixer entre deux poteaux, à l'aide des goupilles magnétiques.



## Fonctionnalités

### Pratique

Placez le pad à la hauteur voulue et fixez-le à l'aide des goupilles magnétiques. Pendant les moments où vous n'avez pas besoin de l'accessoire, vous pouvez ranger les goupilles à l'intérieur dans un emplacement spécialement prévu. Vous pouvez autrement le monter hors de portée entre les poteaux quand vous n'en avez pas besoin.

### Exercices variés

Adapté aux hip thrust exécutés avec des barres ou d'autres poids. Le pad peut aussi servir aux squats bulgares, et est assez résistant pour les step-ups.

## Fabrication de Qualité

Acier galvanisé anti-rouille, qui résiste à tous les temps pendant vos séances outdoor. Pad protecteur en polyurethane, facile à nettoyer et à entretenir.

## Compatibilité

Spécialement conçu pour la gamme Prestera.

## Caractéristiques

### Code Article

BD-1-368

### Longueur

1231,2 mm / 48.47 in.

### Largeur

528 mm / 20.79 in.

### Hauteur

150 mm / 5.91 in.

### Poids

10,25 kg / 22.6 lbs

### Garantie

1 à 10 ans

